



1505997 - Octopus 900 Basic Perimeter



Beschrijving

De Haag-Streit Octopus 900 Basic Perimeter is ontworpen voor zowel statische als kinetische perimetrie over het gehele gezichtsveld en beschikt over een makkelijk leesbare en gevoelige progressieanalyse. Bovendien kan de Octopus 900 makkelijk geïntegreerd worden in een bestaand netwerk dankzij de EyeSuite-software.

Visueel veldonderzoek zonder grenzen

De Octopus 900 biedt een aantal statische perimetrie tests. Voor centrale gezichtsveldtesten zijn er patronen zoals G, M, 24-2, en 10-2. Voor de periferie is er de 07-test. Verder zijn er tests voor mensen met slecht zicht, de binoculaire Esterman-test voor rijvaardigheidsbeoordelingen, en op maat gemaakte tests. De meeste tests duren slechts 2-4 minuten met de TOP-strategie.

Flexibiliteit in uw praktijk

Dankzij flexibele afdrukopties kunnen resultaten zowel in Octopus- als HFA-stijl worden bekeken. Er zijn standaard afdrukken zoals de 7-in-1 en de HFA Single Field Analysis. Series- en trendweergaven ondersteunen het identificeren van veranderingen, en de weergave van beide ogen is nuttig voor het identificeren van neurologische defecten. Diverse aanpassingsmogelijkheden maken het aanbod compleet.

EyeSuite glaucoom analyse

De Octopus 900 maakt het mogelijk om glaucoom gezichtsveldseries vanuit verschillende hoeken te bekijken. Met de zeer gevoelige Cluster Analysis en de Polar Analysis voor structurele vergelijking van enkelvoudige velden en progressie, biedt het apparaat gedetailleerd inzicht in glaucoom.

Kinetische perimetrie: De moderne Goldmann perimeter

Ervaar dezelfde parameters en flexibiliteit als de oorspronkelijke handmatige Goldmann perimeter, maar met vereenvoudigde en consistentere bediening en zelfs leeftijdsgecorrigeerde normale waarden.



Workflow-georiënteerd voor betrouwbare resultaten

De gebruikersgerichte workflow van de Octopus 900 vermindert operatorfouten en ondersteunt betrouwbare perimetrische resultaten. Een stapsgewijs begeleidingsproces, patiënteninstructies in meerdere talen en automatische fixatiecontrole, die automatisch fixatieverlies aanpakt, vereenvoudigen verder het gebruik van het apparaat.

EyeSuite integratie in praktijk workflows

De EyeSuite-software is ontworpen om de patiëntstroom in drukke praktijken te ondersteunen. Het bedient veel Haag-Streit-apparaten en maakt netwerkvorming met andere Haag-Streit-apparaten of een EMR-systeem mogelijk zonder dat hiervoor derden software nodig is. Daarnaast heeft de Octopus 900 Basic een geïntegreerd touchscreen, terwijl de de Octopus 900 Pro dit niet heeft.

Specificaties

Merk	Haag-Streit
sku	1505997
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk