

1626043 - Sida-Visc Dyad Set avec Solutions Ophtalmiques de Hyaluronate de Sodium



Déscription

L'emballage combiné **SVisc 1,0 %** et **SVisc 3,0 %** contient deux solutions visco-élastiques ophtalmiques qui offrent ensemble un soutien essentiel lors des différentes phases de la chirurgie de la cataracte.

SIDA-VISC 1 % est un OVD cohésif utilisé pour créer une chambre antérieure profonde et stable et aplanir la capsule antérieure du cristallin. Cela facilite la réalisation de la capsulorhexis, une étape critique de la procédure.

SIDA-VISC 3 % est un OVD dispersif qui assure un revêtement protecteur de l'endothélium cornéen. Cette couche protège l'endothélium durant la phase de phacoémulsification, lors de l'extraction du cristallin opacifié.

Ensemble, ces deux solutions offrent une **approche équilibrée de protection, stabilisation et visibilité pendant l'opération**, contribuant ainsi à un résultat chirurgical sûr et prévisible.

Spécifications

Marque	sidapharm
Composition	10 mg/mL natriumhyaluronaat, 30 mg/mL natriumhyaluronaat, 2 x voorgevulde glazen spuit van 1 mL, 2 x visco-elastische canules
sku	1626043
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce