



1505855 - Applanatie Tonometer AT 900 Model BQ/BP



Beschrijving

De Goldmann Tonometer AT 900 Model BQ/BP is de gouden standaard voor nauwkeurige en reproduceerbare intraoculaire druk (IOD) metingen. Ontwikkeld op basis van Professor Goldmanns baanbrekende onderzoek naar glaucoom, garandeert het een precieze applanatietonometrie en een naadloze integratie met de Haag-Streit BQ 900 en BP 900 spleetlampen. Het apparaat wordt permanent op de microscooparm gemonteerd, beschikt over een parkeerstand en kan eenvoudig in de werkpositie worden gebracht. Metingen worden uitgevoerd via het rechter oculair, wat zorgt voor een efficiënte en soepele workflow.

Voor optimale prestaties biedt Haag-Streit hoogwaardige herbruikbare Goldmann prisma's, bekend om hun uitstekende optische en mechanische eigenschappen, wat zorgt voor snelle en betrouwbare IOD-metingen. Deze prisma's worden in Zwitserland vervaardigd volgens de hoogste normen, wat precisie en duurzaamheid garandeert bij dagelijks gebruik. Voor een veilige en handige oplossing elimineren Tonosafe wegwerpprisma's de noodzaak van reiniging, verminderen ze effectief het risico op kruisbesmetting, terwijl ze de Goldmann-gekalibreerde nauwkeurigheid behouden.

Met zijn bewezen betrouwbaarheid, naadloze spleetlampintegratie en hoogwaardige tonometerprisma's, is de Goldmann AT 900 Model BQ/BP de voorkeurskeuze voor nauwkeurige IOD-metingen in de moderne oogheelkundige praktijk.

Specificaties

Merk	Haag-Streit
sku	1505855
Europese Regelgeving	MDR - EU 2017/745 - Klasse Im
Type verpakking	Stuk